

Lathund disk- och torkmedel till spol- och diskdesinfektorer i Region Blekinge

Diskmedel diskdesinfektor

Vårdavdelning, mottagning, lab, vårdcentral	Suma Med Super LpH	Best nr: 14475	
Tandvård	Suma Med Super LpH	Best nr: 14475	
Operationsavdelning, sterilteknisk enhet, mottagning/enhet med operativ verksamhet	Suma Med Enzyme*	Best nr: 17164	Kräver speciell temperaturinställning, utförs av regionens servicetekniker.

* Får inte användas utan inställning och kontroll av behörig tekniker.

Torkmedel diskdesinfektorer

Samtliga diskdesinfektorer	Suma Med Rinse	Best nr: 15170	pH-neutralt
----------------------------	----------------	----------------	-------------

Diskmedel spoldesinfektorer

Samtliga spoldesinfektorer	Suma Med Super LpH	Best nr: 14475	
----------------------------	--------------------	----------------	--

Avkalkningsmedel

Avkalkningsmedel används vid behov i samråd med regionens servicetekniker.

Vid frågor kontakta:

Regionens servicetekniker

Vårdhygien